


Wir sind bereits seit vielen Jahren, deutschlandweit und über die Grenzen hinaus, mit unserer Geflügelambulanz sowie unserem mobilen Labor regelmäßig für Sie und Ihre Tiere unterwegs.

Sie möchten für Ihren Verein ebenfalls diesen Service nutzen?  
Rufen Sie uns an, wir vereinbaren einen Termin!

Tierärztliche Praxis   
AM WEINBERG



Weinberge 39 A - OT Schweinitz - 06917 Jessen  
Telefon: 0 35 37 / 20 23 25 - Fax: 0 35 37 / 20 23 24  
info@vetkomb.de

# KROPFABSTRICH ZUR TRICHOMONADENDIAGNOSTIK (PCR)




Anleitung für den Züchter


## Ein korrekter Kropfabstrich ist entscheidend bei der Laboruntersuchung!




Lassen Sie sich die Taube von einer helfenden Person halten. Fixieren Sie den Kopf mit Ihrem Ring- und kleinem Finger.




Öffnen Sie den Schnabel mit Daumen und Zeigefinger.




Führen Sie den mit Wasser angefeuchteten Tupfer seitlich in den Schnabel ein.




Schieben Sie den Tupfer seitlich und behutsam in den Kropf vor.




Der Tupfer muss auf dem Grund des Kropfes auftreffen. Halten Sie dabei den Hals gestreckt.



Dort drehen Sie den Tupfer mehrere Male hin und her und an der Schleimhaut auf und ab.



Ziehen Sie den Tupfer behutsam, entlang der Schleimhaut / Innenwand heraus.



Stecken Sie den Tupfer in die vorbe-schriebene Tüte und verschließen diese sorgfältig.

Die Tüte mit dem Tupfer und ggf. weiteren Proben in den Umschlag / Rücksendepaket legen, ausreichend frankieren und an unser Labor senden.